

2210CART-AC

CARRITO MULTIFUNCIÓN PARA BÁSCULAS DE LA SERIE 2210KL-AM

- Dos asas de fácil agarre para maniobrabilidad
- Placas a la medida para posicionar las básculas de forma segura
- 2 estantes de almacenamiento, incluyendo un estante integrado de 21 ¼" (largo) x 13" (ancho) y un estante colgante de 21 ¼" (largo) x 1 ½" (ancho)
- Cuatro ruedas antiestática con seguro para una fácil movilidad
- Se usa para transportar básculas neonatales u otros dispositivos y suministros médicos.
- Carrito Móvil diseñado específicamente para las básculas Neonatales / Pediátricas de la serie 2210KL-AM / 2210KL4-AM



2210CART-AC

Básculas compatibles con el 2210CART-AC

2210KL-AM
2210KG-AM
2210KL-AM-BT
2210KG-AM-BT
2210KL4-AM
2210KG4-AM
2210KL4-AM-BT
2210KG4-AM-BT
2210KL-AM-C
2210KG-AM-C
2210KL-AM-BT-C
2210KG-AM-BT-C

2210CART

CARRITO PARA BÁSCULAS / DISPOSITIVOS MÉDICOS

- El estante superior cuenta con una asa para sostenerlo fácilmente
- 4 ruedas (2 ruedas con seguro)
- Espacioso estante de almacenamiento
- Gabinete con cerradura
- Se usa para transportar básculas pediátricas u otros dispositivos y suministros médicos



2210CART

Básculas compatibles con el 2210CART

553KL
553KG
549KL
550KL
565KL
565KG
565KL-C
565KG-C
2210KL-AM
2210KG-AM
2210KL-AM-BT
2210KG-AM-BT
2210KL4-AM
2210KG4-AM
2210KL4-AM-BT
2210KG4-AM-BT
2210KL-AM-C
2210KG-AM-C
2210KL-AM-BT-C
2210KG-AM-BT-C

Health o meter[®]
Professional

2210CART-AC & 2210CART Health o meter[®] Professional

weigh**easier**[®]

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2210CART-AC

CARRITO MULTIFUNCIÓN PARA BÁSCULAS DE LA SERIE 2210KL-AM

Capacidad

77 lb / 35 kg

Dimensiones del producto (largo x ancho x alto)

30" x 22" x 38"

762 mm x 559 mm x 965 mm

Estante de almacenamiento (largo x ancho x alto)

21 ¼" x 13" x 3"

540 mm x 330 mm x 76 mm

Estante colgante (largo x ancho)

21 ¼" x 1 ½"

540 mm x 38 mm

Ruedas

4 ruedas antiestáticas de gran tamaño con seguro

Garantía

Garantía limitada de 2 años con el fabricante

2210CART

CARRITO PARA BÁSCULAS / DISPOSITIVOS MÉDICOS

Capacidad

200 lb / 90 kg

Dimensiones del producto (largo x ancho x alto)

26 ½" x 18" x 34"

673 mm x 457 mm x 867 mm

Dimensiones del gabinete (largo x ancho x alto)

23" x 16 ¾" x 17"

584 mm x 427 mm x 432 mm

Ruedas

4 ruedas (2 con seguro)

Garantía

Garantía limitada de 1 año con el fabricante



2210CART-AC
Carrito Multifunción
para básculas de la serie
2210KL-AM/
2210KL4-AM



2210CART
Carrito para Básculas /
Dispositivos Médicos

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
2210CART-AC	Carrito Multifunción para básculas de la serie 2210KL-AM/2210KL4-AM
2210CART	Carrito para Básculas / Dispositivos Médicos*

Para conocer más, llame al número

1-800-815-6615 o visite homscapes.com



*El 2210CART cumple con la TAA.

Health o meter®
Professional