

## LA 2600KL

# BÁSCULA DIGITAL CON RAMPA PARA SILLA DE RUEDAS

## LA 2610KL

# BÁSCULA DIGITAL CON DOBLE RAMPA PARA SILLA DE RUEDAS

La completamente digital 2600KL es nuestra báscula para silla de ruedas más popular, la cual soporta hasta 1000 libras / 454 kilogramos de gran calidad, que ofrece seguridad y facilidad de uso. La plataforma es plegable para conveniente almacenaje y las ruedas (¡La única báscula en el mercado que las tiene!) brindan facilidad de movimiento. La plataforma de perfil bajo y ancho permite subir sillas de ruedas brindando una experiencia de pesaje cómoda para los pacientes. Para subirse y bajarse fácilmente de la báscula, la 2610KL ofrece doble rampa. Diseñada para cubrir las necesidades de consultorios, hospitales, clínicas e instalaciones médicas de urgencias y de largo plazo, la báscula cuenta con una pantalla que gira 180° una amplia plataforma antideslizante, y 4 llantas para facilidad de movimiento.

La pantalla a color de alto contraste brinda una interfaz amigable con el usuario que incluye IMC, retención/liberación, volver a pesar, memoria, cero, KG/LB, tara, pretara y más. La exclusiva función Everlock® permite fijar la unidad de medida (LB o KG) de la báscula de manera permanente. La báscula proporciona una integración fácil y una comunicación fluida con las aplicaciones RME actuales, la 2600KL y la 2610KL incluye un puerto USB para conectividad con una computadora, software RME u otros dispositivos electrónicos por medio de Soluciones de Conectividad de Health o meter® Professional.



2610KL

## HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números de nuestra báscula, no es de sorprender que la 2600KL sea nuestra báscula para silla de ruedas más popular.

**120+** ESPECIALISTAS EN EL CAMPO LOCALES

**100%** DE CONECTIVIDAD

LA BÁSCULA **#1** EN CONFIANZA

**100** AÑOS DE SERVICIO

**Health o meter®**  
Professional

Health o meter® Professional 2600KL & 2610KL

weigh**easier**®

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Capacidad

1000 lb / 454 kg

## Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

## Conectividad EMR

Via USB, Tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

## Pantalla

Tamaño de Dígito: 3/8" / 10 mm  
Tamaño de Pantalla: Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

## Alimentación

Adaptador de 100-240V adapter (ADPT30) incluido, 6 baterías D no incluidas

## Funciones

Conversión a LB/KG  
Bloqueo de LB/KG  
IMC  
Cero  
Tara  
Pre-tara  
Retención/liberación  
Volver a pesar  
Memoria  
Cero automático  
Apagado automático  
Hora/fecha  
Hora de apagado automático variable  
Opción de sonido apagado/encendido  
Función de pesaje de padre/hijo  
Everlock®

## Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)

36" x 32 1/4" x 2 1/2"  
(914 mm x 819 mm x 64 mm)

## Tamaño de la rampa

32 1/4" x 9 "  
(819 mm x 248 mm)

## Dimensiones de la 2600KL

48 " x 43 " x 49 "  
(1222 mm x 1114 mm x 1254 mm)

## Dimensiones de la 2610KL

56 3/4" x 43 " x 49 "  
(1441 mm x 1114 mm x 1254 mm)

## Peso del producto

2600KL: 93 lb / 42 kg, 2610KL: 98 lb / 44kg

## Portabilidad

4 llantas (2 ruedas) para facilidad de movimiento

## Garantía

Garantía Limitada de 2 Años

# INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
2600KL	Báscula digital con una rampa para silla de ruedas, LB y KG
2610KL	Báscula digital con doble rampa para silla de ruedas, LB y KG*
2600KG	Báscula digital con una rampa para silla de ruedas, solo KG
2610KG	Báscula digital con doble rampa para silla de ruedas, solo KG*
2600KL-BT	2600KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2610KL-BT	2610KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada*
2600KG-BT	2600KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2610KG-BT	2610KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada*
B2600RAMP	Rampa secundaria opcional
SS-2600KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 2600*
SS-2610KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 2610*
ADPT30	Adaptador incluido, indique el No. de artículo para solicitar un repuesto o refacción
PLUGSET30	Adaptadores de enchufe para usar la báscula fuera de Norteamérica
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas, visite [homscal.es.com/ConnectivitySolutions](http://homscal.es.com/ConnectivitySolutions)

Para conocer más. llame al número **1-800-815-6615**

o visite [homscal.es.com/2600KL](http://homscal.es.com/2600KL)

[homscal.es.com/2610KL](http://homscal.es.com/2610KL)



2600KL



2610KL plegada

**Health o meter®**  
Professional



\*No disponible en todos los países.