

LA 522KL-HR

# BÁSCULA PEDIÁTRICA DE BANDEJA CON TALLÍMETRO MECÁNICO

La báscula pediátrica 522KL-HR fue creada específicamente para unidades de neonatología, salas de parto y consultorios pediátricos, haciendo que sea la elección ideal para recién nacidos, infantes y niños pequeños. Con una capacidad máxima de 50 libras/ 23 kilogramos, proporciona a cuidadores y pacientes una gama de beneficios, incluyendo seguridad, comodidad y flexibilidad. El estadímetro de fácil lectura hace que medir la altura de infantes sea fácil y rápido. Cuenta con una bandeja segura, la cual mantiene a los pacientes calmados para obtener lecturas precisas.

La pantalla de la 522KL-HR está ubicada 17 pulgadas por encima de la base de la báscula, asegurando que el peso del paciente no esté obstruido y sea fácil de leer. El interfaz digital fácil de usar incluye funciones como Cero, Tara, Pretara, Retención/Liberación y Apagado Automático, haciendo que sea conveniente y fácil de usar. Su tecnología de detección de movimiento asegura un pesaje exacto aún cuando el paciente esté moviéndose.

La 522KL-HR ofrece una fácil integración y una comunicación fluida con las aplicaciones de RME actuales, contando con la opción de incorporar conectividad inalámbrica para interconexión con computadoras, software de RME u otros dispositivos electrónicos.



**HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.**

Al sumar los números, no es de sorprender que la 522KL sea su mejor elección en seguridad, comodidad y confiabilidad.

**120+**  
ESPECIALISTAS EN EL  
CAMPO LOCALES

**30-60** SEGUNDOS  
RETENCIÓN  
AUTOMÁTICO DE PESO

LA MARCA **#1**  
EN CONFIANZA

**100** AÑOS  
DE SERVICIO

**Health o meter**<sup>®</sup>  
Professional

Health o meter<sup>®</sup> Professional 522KL-HR

weigh**easier**<sup>®</sup>

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Capacidad

50 lb / 23 kg

## Resolución

0 - 20 lb / 0.2 oz; 20 - 50 lb / 0.5 oz;

0 - 9 kg / 5g; 9 - 23 kg / 10 g

## Conectividad RME

Vía tecnología inalámbrica Pelstar®  
opcional

## Pantalla

Pantalla LCD de 1" / 25 mm

## Fuente de alimentación

6 baterías AA incluidas,  
adaptador de (ADPT31)  
no incluido

## Funciones

Conversión entre LB/KG

Fijación de LB/KG

Cero

Tara

Pretara

Retención/liberación

Volver a pesar

Cero automático

Apagado automático

Detección de movimiento

Opción de sonido apagado/prendido

Tiempo de apagado automático variable

Habilitación de visualización de unidades con  
la unidad de medida fijada

Retención automático de peso por 30 a 60 segundos

Everlock® - fijación permanente de unidad

## Tamaño de la bandeja

(w x d x h)

24 1/8" x 14 1/2" x 2 5/8"

(613 mm x 368 mm x 67 mm)

## Dimensiones del producto

(Estadímetro extendido)

39" x 21" x 23 1/8"

(800 mm x 533 mm x 587 mm)

## Peso del producto

20 lb / 9 kg

## Rango de altura mecánico

3" - 39" / 7 cm - 100 cm

Graduation: 1/16" / 1 mm

## Garantía

Garantía extendida de 2 años con el  
fabricante

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
522KL-HR	522KL con estadímetro mecánico acoplable
522KG-HR	522KG con estadímetro mecánico acoplable
522HR	Estadímetro mecánico para básculas de la serie 522
SS-522KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para las básculas de la serie 522*
ADPT31	Adaptador opcional para básculas de la serie 522
PLUGSET30	Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas,  
visite [hom scales.com/ConnectivitySolutions](https://hom scales.com/ConnectivitySolutions)

Para conocer más, llame al número

1-800-815-6615 o visite

[hom scales.com](https://hom scales.com)

**Health o meter®**  
P r o f e s s i o n a l



\*No disponible en todos los países.