

LA 553KL-HR

BÁSCULA PEDIÁTRICA DIGITAL CON BANDEJA EXTRA ANCHA Y ESTADÍMETRO MECÁNICO ACOPLABLE

La báscula pediátrica 553KL-HR fue creada específicamente para unidades de neonatología, salas de práctica y consultorios pediátricos, haciendo que sea la elección ideal para recién nacidos, infantes y niños pequeños. Con una capacidad máxima de 44 libras o 20 kilogramos, esta báscula proporciona a cuidadores y pacientes una gama de beneficios, incluyendo seguridad, comodidad y flexibilidad.

El tallímetro de fácil lectura permite al usuario medir tanto el peso como la talla de manera simultánea. La báscula cuenta con una plataforma segura, mantiene a los pacientes calmados para obtener un pesaje exacto y cuenta con espacio suficiente para colocar a infantes acostados y a niños pequeños sentados.

La báscula 553KL-HR es conveniente y fácil de usar gracias a su interfaz digital amigable con el usuario, que incluye funciones como Cero, Tara, Pretara, Retención/ Liberación y Apagado Automático. Su tecnología de detección de movimiento asegura un pesaje exacto aún cuando el paciente esté moviéndose.

La 553KL-HR ofrece una fácil integración y una comunicación fluida con las aplicaciones de RME actuales, contando con la opción de incorporar conectividad inalámbrica para interconexión con computadoras, software de RME u otros dispositivos electrónicos.



**HAY FUERZA EN NUESTROS
NÚMEROS.**

Al sumar los números de nuestra báscula, no es de sorprender que la 553KL-HR sea su mejor elección en seguridad, comodidad y confiabilidad.

120+
ESPECIALISTAS
EN EL CAMPO
LOCALES

30-60 SEGUNDOS
RETENCIÓN
AUTOMÁTICO DE PESO

MARCA #1 EN
CONFIANZA

100 AÑOS
DE SERVICIO

Health o meter[®]
P r o f e s s i o n a l

Health o meter[®] Professional 553KL-HR

weigh**easier**[®]

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

44 lb / 20 kg

Resolución

0.5 oz / 10g

Conectividad RME

Vía tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Pantalla

Pantalla LCD de 1" / 25 mm

Alimentación

6 baterías AA incluidas, adaptador de 100-240V (ADPT31) no incluido

Funciones

Conversión entre LB/KG

Fijación de LB/KG

Cero

Tara

Pretara

Retención/liberación

Volver a pesar

Memoria

Cero automático

Apagado automático

Detección de movimiento

Tiempo de apagado automático variable

Habilitación de visualización de unidades con la unidad de medida fijada

Retención automática de peso por 30 a 60 segundos

Everlock®- fijación permanente de unidad

Tamaño de la bandeja

(largo x ancho x alto)

24 7/8" x 13" x 1 3/8"

(632 mm x 330 mm x 35 mm)

Dimensiones del producto

24 7/8" x 16 1/2" x 3 7/8"

(632 mm x 419 mm x 98 mm)

Peso del producto

10 lb / 5 kg

Rango de medición

3" - 39" / 7 cm - 100 cm

Graduación: 1/16" / 1 mm

Portabilidad

2210CART- carrito opcional

Garantía

Garantía limitada de 2 años con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
553KL-HR	Báscula Pediátrica Digital con bandeja extra ancha estadímetro mecánico acoplable, LB y KG
553KG-HR	Báscula Pediátrica Digital con bandeja extra ancha estadímetro mecánico acoplable, solo KG
SS-553KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 553 *
2210CART	Carrito para dispositivos médicos/básculas para la serie 553
ADPT31	Adaptador opcional para básculas de la serie 553
ADPT30WA	Adaptador opcional y conjunto de enchufes para usar la báscula fuera de Norteamérica
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas, visite homscales.com/ConnectivitySolutions



2210CART

Carrito para dispositivos médicos para básculas de la serie 553

Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite
homscales.com

Health o meter®
Professional



*No disponible en todos los países.