

LA 553KL

BÁSCULA PEDIÁTRICA DIGITAL CON BANDEJA EXTRA AMPLIA

La báscula pediátrica 553KL fue creada específicamente para unidades de neonatología, salas de práctica y consultorios pediátricos, haciendo que sea la elección ideal para recién nacidos, infantes y niños pequeños. Con una capacidad máxima de 44 libras o 20 kilogramos, esta báscula proporciona a cuidadores y pacientes una gama de beneficios, incluyendo seguridad, comodidad y flexibilidad. La báscula cuenta con una plataforma segura, mantiene a los pacientes calmados para obtener un pesaje exacto y cuenta con espacio suficiente para colocar a infantes acostados y a niños pequeños sentados.

La báscula pediátrica 553KL ofrece una cinta medidora integrada, permitiendo a los usuarios medir el peso y altura de los pacientes de manera simultánea. Brinda además la flexibilidad de elegir entre un estadímetro digital o mecánico (opcional). Asimismo, ofrecemos un estuche de transporte opcional para una fácil portabilidad y almacenamiento.

La báscula 553KL es conveniente y fácil de usar gracias a su interfaz digital amigable con el usuario, que incluye funciones como Cero, Tara, Pretara, Retención/ Liberación y Apagado Automático. Su tecnología de detección de movimiento asegura un pesaje exacto aún cuando el paciente esté moviéndose.

La 553KL ofrece una fácil integración y una comunicación fluida con las aplicaciones de RME actuales, contando con la opción de incorporar conectividad inalámbrica para interconexión con computadoras, software de RME u otros dispositivos electrónicos.

553KL-EHR

Báscula con estadímetro digital
acoplable



**HAY FUERZA EN NUESTROS
NÚMEROS.**

Al sumar los números, no es de sorprender que la 553KL sea su mejor elección en seguridad, comodidad y confiabilidad.

120+
ESPECIALISTAS EN EL
CAMPO LOCALES

30-60 SEGUNDOS
RETENCIÓN
AUTOMÁTICO DE PESO

LA MARCA **#1** EN
CONFIANZA

100 AÑOS
DE SERVICIO

Health o meter[®]
P r o f e s s i o n a l

Health o meter[®] Professional 553KL

weigh**easier**[®]

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

44 lb / 20 kg

Resolución

0.5 oz/ 10g

Conectividad RME

Vía tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Pantalla

Pantalla LCD de 1" / 25 mm

Alimentación

6 baterías AA incluidas, adaptador de 100-240V (ADPT31) no incluido

Funciones

Conversión entre LB/KG
Fijación de LB/KG
Cero
Tara
Pretara
Retención/liberación
Volver a pesar
Memoria
Cero automático
Apagado automático
Detección de movimiento
Tiempo de apagado automático variable
Habilitación de visualización de unidades con la unidad de medida fijada
Retención automático de peso por 30 a 60 segundos
Everlock®- fijación permanente de unidad

Tamaño de la bandeja (largo x ancho x alto)

24 7/8" x 13" x 1 3/8"
(632 mm x 330 mm x 35mm)

Dimensiones del producto

24 7/8" x 16 1/2" x 3 7/8"
(632 mm x 419 mm x 98 mm)

Peso del producto

10 lb / 5 kg

Cinta de medición

0" - 24" / 0 cm - 58 cm

Portabilidad

553CASE - estuche de transporte opcional
2210CART- carrito opcional

Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
553KL	Báscula Pediátrica Digital con Bandeja Extra Amplia, LB y KG
553KG	Báscula Pediátrica Digital con Bandeja Extra Amplia, solo KG
553KL-HR	553KL con estadímetro mecánico acoplable
553KL-EHR	553KL con estadímetro digital acoplable
553HR	Estadímetro mecánico para básculas de la serie 553
553EHR	Estadímetro digital para básculas de la serie 553
SS-553KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para las básculas de la serie 553*
2210CART	Carrito para básculas/dispositivos médicos para básculas de la serie 553
553CASE	Estuche de transporte para básculas de la serie 553
ADPT31	Adaptador opcional para básculas de la serie 553
ADPT30WA	Adaptador opcional y conjunto de enchufes para usar la báscula fuera de Norteamérica
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas, visite hom scales.com/ConnectivitySolutions



2210CART

Carrito para dispositivos médicos para básculas de la serie 553



553CASE

Estuche de transporte para básculas de la serie 553

Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite
hom scales.com

Health o meter®
Professional



*No disponible en todos los países.