



Pantalla Giratoria de 350°



Excelente para los consultorios y clínicas con espacios mínimos de piso, la 599KL tiene una alta capacidad con la pantalla a la cintura que puede girar 350°. Para los proveedores que deseen medir la altura, se ofrece opcionalmente un tallímetro.

Ventajas

- ✓ **Capacidad RME**
La báscula tiene la capacidad de conectarse con una computadora, programa de registros médicos electrónicos (RME) y otros dispositivos electrónicos vía varias soluciones de conectividad ofertadas por Health o meter® Professional
- ✓ **Características de Valor Añadido**
Funciones de Operación (Conversión LB / KG, Bloqueo LB / KG, Puesta a Cero, Tara, Retener/Liberar, Puesta a Cero Automática, Auto-apagado, función de pesaje madre-hijo) incluidas sin costo adicional
- ✓ **Pantalla Giratoria de 350°**
La pantalla a nivel de los ojos puede ser leída desde casi cualquier ángulo y permite facilidad en el uso y privacidad para el paciente
- ✓ **Calcula el Índice de Masa Corporal (IMC)**
Las funciones de la báscula incluyen la habilidad de calcular el IMC del paciente



Especificaciones

- Capacidad: 660 lb / 300 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- Tamaño de la Plataforma (l x a x a):
14 ¼" x 14 ¼" x 2 ⅝"
362 mm x 362 mm x 67 mm
- Dimensiones de producto ensamblado (l x a x a):
14 ¾" x 23 ¼" x 42 ½"
375 mm x 591 mm x 1080 mm
- Peso del Producto: 20 lb / 9 kg
- Tallímetro: 499KLROD opcional
- Pantalla: 1" / 25 mm LCD, Giratoria a 350°
- Ruedas: 2
- Conectividad: USB, tecnología inalámbrica opcional de Pelstar
- Fuente de Alimentación: Adaptador (ADPT50) de 100-240V incluido, 6 baterías de celda C (no incluidas)
- Funciones: Conversión LB / KG, Bloqueo LB / KG, Puesta a Cero, Tara, Retener / Liberar, Puesta a Cero Automática, Auto-apagado, Función de pesaje madre-hijo
- Garantía Limitada de 2 Años

Tallímetro opcional para los modelos 599KL o 599KG (véase el cuadro de abajo)

Modelo	Descripción
599KG	Báscula digital extrafuerte a nivel de los ojos, sólo kilogramos
599KLHR	599KL con tallímetro incluido
599KGHR	599KL con tallímetro incluido
SS-599KL	ScaleSurance 2 años de garantía extendida para los modelos 599*
499KLROD	Tallímetro opcional para los modelos 599KL o 599KG
ADPT50	Adaptador incluido, # de artículo para reemplazo o refacción
PLUGSET30	Adaptadores de enchufe para su uso fuera de Norteamérica
PELSTARONE-P	Impresora térmica inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas, visite homscales.com/ConnectivitySolutions

* No disponible en todos los países