



Incluye Kit de Conectividad

Elevate incluye un kit de conectividad que permite que la báscula se conecte directamente con los monitores de signos vitales Welch Allyn®.



Patente EE.UU. #D667323

Mejore el flujo de trabajo con esta báscula para consultorio de primerísima línea. El tallímetro digital incorporado elimina la necesidad de ingresar manualmente la altura para calcular el IMC. La cabeza de oscilación a 350° permite obtener línea visual y privacidad para el paciente.

Ventajas

- ✓ **Capacidad RME**
La báscula tiene la capacidad de conectarse con una computadora, programa de registros médicos electrónicos (RME) y otros dispositivos electrónicos vía varias soluciones de conectividad ofertadas por Health o meter® Professional
- ✓ **Pantalla Giratoria de 350°**
La pantalla a nivel de los ojos puede ser leída desde casi cualquier ángulo y permite facilidad en el uso y privacidad para el paciente
- ✓ **Tallímetro Incorporado**
Un tallímetro fácil de usar proporciona mediciones de estatura de 23 5/8" - 88" / 60 cm - 222 cm
- ✓ **Características de Valor Añadido**
Funciones de Operación (Conversión LB / KG, Bloqueo LB / KG, Puesta a Cero, Tara, Retener/Liberar, Puesta a Cero Automática, Auto-apagado, Función de pesaje madre-hijo) incluidas sin costo adicional
- ✓ **Calcula el Índice de Masa Corporal (IMC)**
Las funciones de la báscula incluyen la habilidad de calcular el IMC del paciente
- ✓ **Diseño Patentado**
El diseño patentado de la ELEVATE proporciona una interfaz intuitiva y amigable para medir el peso, la estatura y el IMC del paciente con una práctica pantalla de cabeza giratoria

Health o meter®
P r o f e s s i o n a l



ELEVATE
The Health o meter® EMRscale



Patente EE.UU. #D667323

Especificaciones

- Capacidad: 660 lb / 300 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- Resolución del Tallímetro: 0.1" / 0.1 cm
- Tamaño de la Plataforma (l x a x a):
14 1/4" x 14 1/4" x 2 5/8" / 362 mm x 362 mm x 67 mm
- Dimensiones de producto ensamblado (l x a x a):
14 3/4" x 24 1/8" x 54 3/8" / 375 mm x 613 mm x 1381 mm
- Peso del Producto: 28 lb / 13 kg
- Tallímetro Digital: 23 5/8" - 88" / 60 cm - 222 cm
- Incluye kit de conectividad que permite que la báscula se comunique directamente con los monitores de signos vitales Welch Allyn Connex®
- Conectividad: USB, tecnología inalámbrica opcional de Pelstar
- La pantalla de LCD de 1" / 25 mm, de 35° a la izquierda y a la derecha (350° con el tallímetro plegado por completo) para facilidad de visualización
- Funciones: Conversión LB / KG, Bloqueo LB / KG, Puesta a Cero, Tara, Retener / Liberar, Puesta a Cero Automática, Auto-apagado, Función de pesaje madre-hijo
- 2 ruedas para facilidad de movimiento
- Adaptador (ADPT50) tde 100-240V incluido, 6 baterías de celda C (no incluidas)
- Garantía Limitada de 2 Años

Modelo	Descripción
ELEVATE-C	Báscula Digital Extrafuerte al Nivel de los Ojos con Tallímetro Digital Integral
ELEVATE-KG	Báscula Digital Extrafuerte al Nivel de los Ojos con Tallímetro Digital Integral, Sólo KG
ELEVATE-BT	ELEVATE-C con tecnología inalámbrica integrada de Pelstar
ELEVATE-KG-BT	Báscula ELEVATE-BT, kilogramos solamente
SS-ELEVATE-C	ScaleSurance 2 años de garantía extendida para los modelos ELEVATE-C & ELEVATE-KG*
SS-ELEVATE-BT	ScaleSurance 2 años de garantía extendida para los modelos ELEVATE-BT*
ADPT50	Adaptador incluido, # de artículo para reemplazo o refacción
PLUGSET50	Adaptadores de enchufe para su uso fuera de Norteamérica
PELSTARONE-P	Impresora térmica inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas, visite homscales.com/ConnectivitySolutions