

EL EBABYHR

TALLÍMETRO DIGITAL PARA BEBÉS

El eBABYHR de es un tallímetro digital portátil para medir bebés. Es liviano y fácil de leer con una pantalla digital que permite a los usuarios ver medidas en centímetros, pies o pulgadas. Los grandes topes para la cabeza y los pies permiten una medición rápida y precisa de los bebés mientras están acostados.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de Medición

13 ¾" – 31 ½" / 35 cm – 80 cm

Resolución

1/16" / 0.1 cm

Dimensiones del producto

(largo x ancho x alto)

(Tallímetro digital cerrado)

24 ¾" x 11 ½" x 2 ¾"

(630 mm x 290 mm x 70 mm)

Pantalla

LCD, 5/8" / Altura digital de 16 mm

Peso del producto

1.4 lb / 0.6 kg

Fuente de Alimentación

2 baterías AAA incluidas

Funciones

Auto-apagado

Retener

Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
eBABYHR	Tallímetro Digital para bebés
522EHR	Tallímetro Digital eBABYHR para los modelos 522KL & 522KG
553EHR	Tallímetro Digital eBABYHR para los modelos 553KL & 553KG
550EHRBRACKET	Soporte de montaje para el tallímetro digital Ebabyhr y la balanza 550KL
565EHR	Tallímetro Digital eBABYHR para los modelos 565KL & 565KG
2210EHR	Tallímetro Digital eBABYHR para los modelos 2210KL-AM & 2210KG-AM**
SS-eBABYHR	ScaleSurance® 2 años de garantía extendida para eBABYHR*

*No disponible en todos los países

**Disponible solo para uso con la serie 2210KL-AM con bandeja de 2 lados

Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional eBABYHR

weigh**easier**®

Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 or visite **homscales.com**