

EL 245EHR-3001

ESTADÍMETRO DIGITAL PARA BÁSCULAS DE LA SERIE 3001

La báscula digital 245EHR-3001 de Health o meter® Professional es un estadímetro digital opcional de vanguardia para básculas antimicrobianas de la serie 3001. Este estadímetro líder en el mercado proporciona la medición de altura más exacta en su clase, con una graduación/resolución de 1 mm/0.1", un rango completo de medición de 11 ¾" – 79 ½" / 30cm – 202cm y un rango digital de 3ft 11.2" – 6ft 7.5" / 120 cm - 202 cm.



Función de reiniciar integrada

Tecnología patentada que elimina la necesidad de sensores mecánicos, reduciendo fallas, incrementando la precisión y confiabilidad

El nuevo accesorio usa tecnología de estado sólido, el cual permite tener confianza en que la altura del paciente se medirá de manera precisa, evitando que e interrumpa el flujo del trabajo. la función de reinicio integrada aumenta la exactitud y confiabilidad, y el tope plegable limita la altura del estadímetro, brindando seguridad a pacientes y cuidadores.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de altura digital

3ft 11.2" – 6ft 7.5" / 120 cm - 202 cm
Resolución: 1 mm / 0.1"

Rango de altura mecánico

11 ¾" – 79 ½" / 30cm – 202cm
Graduación: 1 mm / 1/16 pulgadas

Dimensiones del producto con el 3001KL-AM

(con el estadímetro extendido)
22" x 33 ½" x 82 ½"
(559 mm x 841 mm x 2096)

Dimensiones del producto con el 3001KL-AM

(con el estadímetro en la posición inicial)
22" x 33 ½" x 50"
(559 mm x 841 mm x 1270 mm)

Peso del oproducto con el 3001KL-AM

46 lb / 21 kg

Garantía

Garantía limitada de 2 años con el fabricante

Básculas compatibles con el 245EHR-3001 *

3001KL-AM
3001KG-AM
3001KL-AM-BT
3001KG-AM-BT

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|-------------|---|
| 245EHR-3001 | Estadímetro digital opcional para la serie 3001 |
| SS-245EHR | Garantía extendida de 2 años ScaleSurance** |

*Compatible con las básculas de la serie 3001 con la letra "E" o "U" en el número de serie y el firmware versiones 02.08.00 o superiores. No es compatible con básculas de la serie AMX.

Para obtener asistencia, llame a Servicio a Clientes al número 800-815-6615.

** No disponible en todos los países.

Health o meter®
Professional

245EHR-3001 de Health o meter® Professional

weigh**easier**®

Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite
homscal.es.com