

## EL BTKIT-100

# KIT DE ACTUALIZACIÓN INALÁMBRICO PARA USO CON DISPOSITIVOS PREAPROBADOS Y APLICACIONES DE WINDOWS® / LINUX® (NO INCLUYE DONGLE USB)

El BTKIT-100 de Health o meter® Professional permite a los médicos el agregar conectividad inalámbrica a sus básculas, ya sea nuevas o adquiridas previamente. El kit incluye un módulo inalámbrico para instalarse en la pantalla de la báscula, para la comunicación con dispositivos con Windows® y Linux®, como una PC Windows®. El módulo inalámbrico en la báscula permite el emparejamiento directo con dispositivos preaprobados y aplicaciones de Windows® / Linux®.

El BTKIT-100 permite a los establecimientos médicos transmitir las mediciones de forma directa a un sinnúmero de dispositivos, incrementando la eficiencia del flujo de trabajo y reduciendo el riesgo de errores derivados del ingresar los datos de forma manual. Una vez que el dispositivo recibe los datos, estos pueden ser convenientemente mostrados, revisados y fácilmente transferidos a sistemas de EMR.

El kit incluye:

- Módulo inalámbrico (para instalar en la pantalla de la báscula)

Requisitos de sistema para conexión a una PC/dispositivo:

- Windows 10/11
- Capacidad para Bluetooth® o tarjeta Bluetooth®\*

Rango de comunicación:

- Hasta aproximadamente 328ft/100m



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Garantía

Garantía limitada de 2 años con el fabricante

### Básculas compatibles con BTKIT-100\*\*

Serie 498  
Serie 500  
Serie 502  
Serie 522  
524KL  
Serie 553  
Serie 565  
Serie 597  
Serie 599  
Serie 600  
Serie 752  
Serie 1100  
Serie 1110  
Serie 2000  
Serie 2101  
Serie 2210KL-AM  
Serie 2210KL4-AM  
Serie 2400  
Serie 2500  
Serie 2595  
Serie 2600  
Serie 2610  
Serie 2620  
Serie 2650  
Serie 2700  
Serie 2900KL-AM  
Serie 3001KL-AM  
Serie 3001KL-AMX  
Serie 3105KL-AM

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
BTKIT-100	Kit de actualización inalámbrico para uso con dispositivos preaprobados y aplicaciones de Windows® / Linux®, no incluye dongle USB

\*Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth Special Interest Group. Si bien Health o meter® Professional Scales utiliza tecnologías patentadas para comunicarse de manera confiable con otros dispositivos, puede utilizarse también con múltiples interfaces Bluetooth®.

\*\*BTKIT-100 no es compatible con monitores de signos vitales Welch Allyn® o básculas versión BT. La lista de básculas compatibles se refiere a básculas de versión nueva y actual. Para recibir asistencia con básculas compatibles, así como soluciones de conectividad, o básculas que ya están en el campo, contacte a Servicio al Cliente al número 800-815-6615 para confirmar la compatibilidad.

**Health o meter®**  
Professional

Health o meter® Professional BTKIT-100

weigh**easier**®

Para conocer más, llame al número

**1-800-815-6615** o visite

**homscales.com**