

LA PTS-1000KG

BÁSCULA DE TRASLADO DE PACIENTES, SOLO KG

La PTS-1000KG es una tabla de transferencia con una báscula médica integrada que pesa al paciente al trasladarlo. Una balanza de transferencia de pacientes que solo mide en kilogramos ofrece una solución segura para las instalaciones que estandarizan sus medidas exclusivamente en el sistema métrico. Todos los pacientes pueden beneficiarse de la Báscula de Transferencia de Pacientes, particularmente en las Unidades de Accidentes Cerebrovasculares, Urgencias, Cuidado Intensivo y Radiología.

Diseñada por Médicos para Médicos, la Báscula de Traslado de Pacientes pesa a pacientes críticos o inmóviles de manera instantánea y precisa, ayudando a reducir el tiempo transcurrido desde la llegada del paciente hasta que el mismo reciba atención médica. Una balanza de transferencia de pacientes que solo mide en kilogramos es especialmente útil para las Unidades de Accidente Cerebrovascular donde el peso rápido y preciso de los pacientes es crucial y donde las dosis de medicamentos críticos se basan en medidas en kilogramos. Ofrece una alternativa superior a otros equipos de pesado, como básculas de cama, que a menudo no están bien calibradas o son poco precisas.

La báscula es ligera y portátil y puede utilizarse como parte de un proceso existente de transferencia de pacientes cuando se necesita obtener el peso y no interrumpe el flujo del proceso del paciente.



HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números, no es de sorprender que las Health o meter® Professional sea la marca líder en la industria en básculas médicas.

120+
ESPECIALISTAS EN EL
CAMPO LOCALES

#1 EN
CONFIANZA

100 AÑOS
DE SERVICIO

Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional PTS-1000KG

weigh**easier**®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

250 kg

Resolución

0.5 kg

Pantalla

Pantalla LCD retroiluminada de 3" x 1" /
76 mm x 25 mm

Alimentación

Batería recargable de 3.7V

Funciones

Cero
Retención/liberación
Apagado automático

Tamaño del tapete de pesaje (largo x ancho)

71" x 21"
(1805mm x 533mm)

Dimensiones del producto (largo x ancho x alto)

71" x 27 1/2" x 1"
(1805mm x 700mm x 30mm)

Peso del producto

25 lb / 11.4 kg

Cinta de medir

Guía de altura marcada en el tapete de
100cm – 180cm en intervalos de 5 cm

Garantía


2 años de garantía limitada con el
fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|----------------|---|
| PTS-1000KG | Báscula de traslado de pacientes, solo KG |
| SS-PTS-1000K1* | Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para la báscula de traslado de pacientes |



¡Siempre use una sábana deslizando con la
balanza de transferencia de pacientes!



Eche un vistazo a las sábanas deslizando
de uso único y reutilizables.

Para conocer más, llame al número

1-800-815-6615 o visite

homscales.com

Health o meter®
Professional

*No disponible en todos los países