

LA 565KL

## BÁSCULA PEDIÁTRICA DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN

La báscula neonatal/pediátrica modelo 565KL de Health o meter® Professional está diseñada para satisfacer las necesidades de los profesionales de la atención médica en entornos críticos, como unidades de cuidado intensivo neonatal, salas de recién nacidos, salas de parto y clínicas pediátricas. Su excepcional exactitud es especialmente crucial al brindar atención a los más pequeños de los pacientes.

La cuna ligeramente curvada brinda comodidad a los bebés, mientras que su pantalla de gran tamaño asegura que los cuidadores puedan leer el peso de manera fácil. Las patas ajustables garantizan una superficie de pesaje nivelada y la cinta métrica inte-grada permite medir el peso y altura de manera simultánea. Su detección de movimiento mejorada asegura una rápida fijación de peso aún con bebés activos. Con una alta resolución de 1 gramo, la báscula tiene una capacidad máxima de 20 kg (44 lb).

La interfaz amigable con el usuario de la 565KL ofrece una variedad de funciones que aumentan la versatilidad al manejar pacientes neonatales/pediátricos. Sus funciones destacadas incluyen volver a pesar, retención/liberación, tara, memoria, así como retención de peso por 5 minutos. Adicionalmente, la báscula incluye funciones de cero, pretara, conversión entre KG/LB, fijación de KG/LB/GM, cero automático y apagado automático. La exclusiva función Everlock® permite fijar permanentemente la unidad de medida de la báscula (LB o KG).

La báscula ofrece una fácil integración y una comunicación fluida con las aplicaciones de RME actuales. La 565KL ofrece una opción para incorporar la conectividad inalámbrica con computadoras, software de RME, otros dispositivos electrónicos por medio de diversas Soluciones de Conectividad de Health o meter Professional®.

### HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números de nuestra báscula, no es de sorprender que la 565KL sea su elección por su exactitud y confiabilidad.

5 MINUTOS DE  
RETENCIÓN DEL  
PESO

RESOLUCIÓN DE  
1 GRAMO

120+  
ESPECIALISTAS EN EL  
CAMPO LOCALES

LA MARCA #1  
EN CONFIANZA

100 AÑOS  
DE SERVICIO

**Health o meter®**  
Professional

Health o meter® Professional 565KL

weigh**easier**®



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Capacidad

44 lb / 20 kg

## Resolución

0 – 44 lb x 0.1 oz / 0 – 6,000 g x 1 g /  
6,001 g – 20,000 g x 2 g

## Conectividad RME

tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

## Pantalla

Tamaño de los dígitos: 3/4" / 19 mm

Tamaño de la pantalla: pantalla

LCD de 3" x 1"

## Fuente de alimentación

Adaptador de 100-240V (69-00001)  
incluido, 6 baterías AA no incluidas

## Funciones

Conversión entre LB / KG

Fijación de LB / KG

Cero

Tara

Pretara

Retención / liberación

Volver a pesar

Memoria

Cero automático

Apagado automático

Detección de movimiento

Retención automática del peso

Opción de sonido apagado/encendido

Tiempo de apagado automático variable

Everlock® - fijado permanente de unidad de peso

## Tamaño de la bandeja

(ancho x largo x alto)

24 7/8" x 9 7/8" x 2 3/4"

(632 mm x 250 mm x 70 mm)

## Dimensiones del producto

26 1/4" x 13" x 5 1/4"

(667 mm x 330 mm x 134 mm)

## Peso del producto

9 lb / 4.1 kg

## Cinta métrica

Rango: 0 – 24 5/8" / 0 cm – 62.5 cm

Graduación: 1/16" / 1 mm

## Portabilidad

**2210CART**- carrito rodante opcional

## Garantía

Garantía limitada de 2 años con el fabricante

# INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
565KL	Báscula pediátrica digital de alta resolución, LB & KG
565KG	Báscula pediátrica digital de alta resolución, solo KG
565EHR	Estadímetro digital para básculas de la serie 565
2210CART	Carrito para Básculas / Dispositivos médicos s para básculas de la serie 565
SS-565KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 565*
69-00001	Adaptador incluido, No. de artículo para reemplazo o refacción
PLUGSET30	Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

La báscula cuenta además con capacidad de conectividad. Consulte las opciones de conectividad en la página [homscal.es.com/ConnectivitySolutions](http://homscal.es.com/ConnectivitySolutions)

**Estadímetro digital opcional disponible**



**Health o meter®**  
Professional

para conocer más, llame al número  
**1-800-815-6615** o visite  
[homscal.es.com](http://homscal.es.com)

\*No disponible en todos los países.