

EL 2600ADAKIT

KIT DE CUMPLIMIENTO DE ADA* PARA BÁSCULAS SERIE 2600

El 2600ADAKIT de Health o meter® Professional es un Kit opcional de cumplimiento con la ADA para básculas de la serie 2600. Siguiendo los lineamientos de la ADA, el kit incluye nuevas rampas, nuevas patas, así como protectores de borde para las rampas y la plataforma con cinta antiderrapante en las rampas para brindar mayor seguridad. El 2600ADAKIT es fácil de instalar para cualquier báscula existente de la serie 2600, lo cual lo hace una la elección ideal para consultorios, hospitales, clínicas, así como centros de cuidado intensivo o de largo plazo que busquen cumplir con los últimos requisitos de Equipos de Diagnóstico Médico.



El 2600ADAKIT para básculas de la serie 2600 está diseñado para cumplir con los estándares de las Juntas de Acceso de Estados Unidos: Los centros de atención médica operados por gobiernos estatales y locales, conocidos también como entidades públicas, deberán cumplir con los Estándares para Equipo de Diagnóstico Médico para Equipo de Diagnóstico Médico Accesible, exigidos por el Departamento de Justicia.

- Plataforma de 32" de largo x 40" de ancho
- Protector de borde de 2" en la plataforma
- Protectores de borde de 2" en las rampas
- Pendiente de 1:8

Revisado para cumplimiento con la ADA y Certificado Platino por Corada



REVIEWED FOR ADA COMPLIANCE
CERTIFICATION NO. 4477888

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
2600ADAKIT	Kit de cumplimiento de ADA para básculas serie 2600

*ADA: Ley de EE.UU. para Personas con Discapacidades

No disponible en todos los países.

Health o meter®
Professional

2600ADAKIT de Health o meter® Professional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de los protectores de borde

40" x 1/8" x 2"
(1016 mm x 3 mm x 51 mm)

Tamaño de la rampa

32 1/4" x 16"
(819 mm x 406 mm)

Tamaño de la plataforma con la 2600KL

(largo x ancho x alto)
40" x 32 1/4" x 1 7/8"
(1016 mm x 819 mm x 48 mm)

Dimensiones del producto con la 2600KL

77 1/4" x 43 7/8" x 48 3/4"
(1962 mm x 1114 mm x 1238 mm)

Peso del producto con la 2600KL

126 lb / 57 kg

Garantía

Garantía limitada de 2 años con el fabricante

Básculas compatibles con el 2600ADAKIT

2600KL
2600KG
2600KL-BT
2600KG-BT
2610KL
2610KG
2610KL-BT
2610KG-BT

weigh-easier®

Para conocer más, llame al número

1-800-815-6615 o visite

homscapes.com/2600ADAKIT