









Guía de Especificaciones del Producto





Básculas de Pie

	499KL	500KL	502KL	599KL	600KL/ELEVATE
CARACTERÍSTICAS					
Capacidad	460 lb / 209 kg	660 lb / 300 kg	660 lb / 300 kg	660 lb / 300 kg	660 lb / 300 kg
Resolución	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg
Tallímetro Incluido		•	•		•
Tamaño de Pantalla	1" / 25 mm	1" / 25 mm	1" / 25 mm	1" / 25 mm	1" / 25 mm
Ruedas	•	•	•	•	•
Conectividad RME		Opcional	Opcional	•	•
Adaptador Incluido				•	•
Baterías Incluidas	•	•	•		
Garantía (años)	2	2	2	2	2
Conectividad Inalámbrica		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Ancho x Largo x Alto)					
Tamaño de la plataforma	13 3/4" x 16 1/2" x 2 3/8"	13 3/4" x 16 1/2" x 2 3/8"	13 3/4" x 16 1/2" x 2 3/8"	14 1/4" x 14 1/4" x 2 5/8"	14 1/4" x 14 1/4" x 2 5/8"
Dimensiones del producto	14 1/8" x 21 1/8" x 43 1/2"	14 1/8" x 21 1/8" x 53 5/8"	14 1/8" x 21 1/8" x 53 5/8"	14 3/4" x 23 1/4" x 42 1/2"	14 3/4" x 24 1/8" x 54 3/8"
Peso del producto	21 lb / 9 kg	21 lb / 9 kg	22.4 lb / 10.2 kg	20 lb / 9 kg	28 lb / 13 kg
FUNCIONES					
Conversión LB/KG	•	•	•	•	•
Bloqueo de LB/KG	•	•	•	•	•
Retención/liberación	•	•	•	•	•
IMC	•	•	•	•	•
Cero	•	•	•	•	•
Tara	•	•	•	•	•
Pre-tara		•	•		
Cero Automático	•	•	•	•	•
Apagado Automático	•	•	•	•	•
Volver a pesar		•	•		
Memoria (el ultimo pesaje)		•	•		
Everlock®	•	•	•		
Función de pesaje de padre/hijo	•	•	•	•	•
Tiempo de apagado automático variable	•	•	•		
Opción de sonido audible/mudo	•	•	•		
Habilitar la vista de unidades con unidad de medida bloqueada		•	•		
ACCESORIOS (Opcionales)					
Adaptador	ADPT31	ADPT31	ADPT31	ADPT50	ADPT50
Tallímetro	499KLROD			499KLROD	
Barandal abrazador inteligente	499HB	500HB	500HB		
Kit inalámbrico		•	•	•	•
Impresora inalámbrica		•	•	•	•

	1100KL	1110KL	2101KL	3001KL-AM	3001KL-AMX	3105KL-AM
CARACTERÍSTICAS						
Capacidad	1000 lb / 454 kg	1000 lb / 454 kg	1000 lb / 454 kg	1000 lb / 454 kg	1000 lb / 454 kg	1000 lb / 454 kg
Resolución	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg
Tamaño de Pantalla	1 1/2" / 38 mm	1 1/2" / 38 mm	1 1/2" / 38 mm	1 1/2" / 38 mm	1 1/2" / 38 mm	1 1/2" / 38 mm
Ruedas	•		•	•	•	•
Conectividad RME	•	•	•	•	•	•
Adaptador Incluido	•	•	•	•	•	
Baterías Incluidas						•
Garantía (años)	2	2	2	2	2	2
Antimicrobiana				•	•	•
Teclado Antimicrobial	•	•	•	•	•	•
Conectividad Inalámbrica	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Ancho x Largo x Alto)						
Tamaño de la plataforma	22" x 15 3/4" x 2 1/2"	22" x 15 3/4" x 2 5/8"	26" x 22" x 2 3/8"	22" x 15 3/4" x 2 5/8"	22" x 15 3/4" x 2 5/8"	19 3/4" x 21 1/4" x 2 1/8"
Dimensiones del producto	31 3/4" x 33 1/2" x 49 3/4"	22" x 23 1/2" x 4 3/4"	31" x 27" x 50"	22" x 34 1/2" x 52"	22" x 34 1/2" x 52"	23 1/4" x 28" x 52 1/4"
Peso del producto	52 lb / 23 kg	27 lb / 12 kg	66 lb / 30 kg	42 lb / 19 kg	43 lb / 19.5 kg	86 lb / 39 kg
FUNCIONES						
Conversión LB/KG	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de LB/KG	•	•	•	•	•	•
Retención/liberación	•	•	•	•	•	•
IMC	•	•	•	•	•	•
Cero	•	•	•	•	•	•
Tara	•	•	•	•	•	•
Pre-tara	•	•	•	•	•	•
Cero Automático	•	•	•	•	•	•
Apagado Automático	•	•	•	•	•	•
Volver a pesar	•	•	•	•	•	•
Memoria (el ultimo pesaje)	•	•	•	•	•	•
Everlock®	•	•	•	•	•	•
Función de pesaje de padre/hijo	•	•	•	•	•	•
Hora/Fecha	•	•	•	•	•	•
Tiempo de apagado automático variable	•	•	•	•	•	•
Opción de sonido audible/mudo	•	•	•	•	•	•
Habilitar la vista de unidades con unidad de medida bloqueada	•	•	•	•	•	•
ACCESORIOS (Opcionales)						
Adaptador	ADPT30	ADPT30	ADPT30	ADPT30	ADPT30	ADPT30
Tallímetro	PROPLUSROD o 245EHR-3105	201HR-1110 o 245EHR-1110	STROD o 245EHR-2101	3001HR o 245EHR-3001		201HR-3105 o 245EHR-3105
Kit inalámbrico	•	•	•	•	•	•
Impresora inalámbrica	•	•	•	•	•	•


Básculas Mecánicas de pie

	349KLX	498KL	752KL	2842KL
				
CARACTERÍSTICAS				
Capacidad	400 lb / 180 kg	660 lb / 300 kg	660 lb / 300 kg	600 lb / 270 kg
Resolución	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg
Tamaño de Pantalla	1" / 25 mm	1" / 25 mm	1" / 25 mm	7/8" / 22 mm
Conectividad RME		Opcional	•	
Adaptador Incluido			•	•
Baterías Incluidas	•	•		
Garantía (años)	2	2	2	2
Conectividad Inalámbrica		Opcional	Opcional	
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Ancho x Largo x Alto)				
Tamaño de la plataforma	12 1/2" x 12" x 1 7/8"	13 3/4" x 16 1/2" x 2 3/8"	14 1/4" x 14 1/4" x 2 3/8"	22 1/4" x 42" x 2 1/2"
Dimensiones del producto	12 1/2" x 12" x 1 7/8"	13 3/4" x 16 1/2" x 2 3/8"	14 1/2" x 14 1/2" x 2 3/4"	22 1/4" x 42" x 2 1/2"
Peso del producto	10 lb / 4.5 kg	14 lb / 6.4 kg	14 lb / 6.4 kg	53 lb / 24 kg
FUNCIONES				
Conversión a LB/KG	•	•	•	•
Bloqueo de LB/KG	•	•	•	
Retención/liberación	•	•	•	
IMC		•	•	
Cero	•	•	•	•
Tara	•	•	•	•
Pre-tara		•		
Cero Automático	•	•	•	
Apagado Automático	•	•	•	
Volver a pesar	•	•		
Memoria (el ultimo pesaje)				
Everlock®	•	•		
Función de pesaje de padre/hijo	•	•	•	
Tiempo de apagado automático variable	•	•		
Opción de sonido audible/mudo		•		
Habilitar la vista de unidades con unidad de medida bloqueada	•	•		
Encendido/apagado de la luz de la pantalla con 4 niveles de intensidad	•			
ACCESORIOS (Opcionales)				
Adaptador	ADPT40	ADPT31	ADPT50	ADPT31
Estuche de transporte	64771	64771	64771	
Kit inalámbrico		•	•	
Impresora inalámbrica		•	•	

	400KL	402KL	402LB	402KG ORDEN ESPECIAL SOLAMENTE	450KL
					
CARACTERÍSTICAS					
Capacidad	390 lb / 180 kg	390 lb / 180 kg	400 lb	180 kg	500 lb / 200 kg
Graduación	1/4 lb / 100 g	1/4 lb / 100 g	1/4 lb / 100 g	1/4 lb / 100 g	1/4 lb / 100 g
Tallímetro Incluido		•	•	•	•
Barras de Equilibrio Giratorias					•
Números grabados					•
Garantía (años)	10	10	10	10	10
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Ancho x Largo x Alto)					
Tamaño de la plataforma	10 1/2" x 14" x 3 1/4"	10 1/2" x 14" x 3 1/4"	10 1/2" x 14" x 3 1/4"	10 1/2" x 14" x 3 1/4"	10 1/2" x 14" x 3 1/4"
Dimensiones del producto	20 1/4" x 10 3/8" x 57 1/2"	20 1/4" x 10 3/8" x 57 1/2"	20 1/4" x 10 3/8" x 57 1/2"	20 1/4" x 14" x 57 1/2"	20 1/4" x 14" x 57 1/2"
Peso del producto	24 lb / 11 kg	28 lb / 13 kg	28 lb / 13 kg	28 lb / 13 kg	31 lb / 14 kg
ACCESORIOS (Opcionales)					
Ruedas de Transporte	55000	55000	55000	55000	55000
Tallímetro	402KLROD				
Contrapesas	55090	55090			Incluido


Básculas Pediátricas

	522KL	524KL	549KL	550KL	553KL
					
CARACTERÍSTICAS					
Capacidad	50 lb / 23 kg	50 lb / 23 kg	44 lb / 20 kg	44 lb / 20 kg	44 lb / 20 kg
Resolución	0-20 lb / 0.2 oz; 20-50 lb / 0.5 oz; 0-9 kg / 5 g; 9-23 kg / 10 g	0-20 lb / 0.2 oz; 20-50 lb / 0.5 oz; 0-9 kg / 5 g; 9-23 kg / 10 g	0.5 oz / 10 g	0.5 oz / 10 g	0.5 oz / 10 g
Cinta métrica incluida	•				•
Tamaño de Pantalla	1" / 25 mm	1" / 25 mm	5/8" / 15 mm	1/2" / 13 mm	1" / 25 mm
Conectividad RME	Opcional	Opcional			Opcional
Baterías Incluidas	•	•	•	•	•
Garantía (años)	2	2	2	2	2
Conectividad Inalámbrica	Opcional	Opcional			Opcional
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Ancho x Largo x Alto)					
Tamaño del bandeja/asiento	24 1/8" x 14 1/2" x 2 5/8"	24 1/4" x 14 1/4" x 18 1/2"	19 3/8" x 12 1/8" x 2"	23 1/2" x 8" x 2"	24 7/8" x 13" x 1 3/8"
Dimensiones del producto	24 1/8" x 21" x 23 1/8"	24 1/8" x 21" x 23 1/8"	19 3/8" x 13 1/2" x 4 3/8"	23 1/2" x 13 1/4" x 3 5/8"	24 7/8" x 16 1/2" x 3 3/8"
Peso del producto	20 lb / 9 kg	21 lb / 10 kg	4 lb / 2 kg	8 lb / 4 kg	10 lb / 5 kg
FUNCIONES					
Conversión LB/KG	•	•	•		•
Bloqueo de LB/KG	•	•	•		•
Retención/liberación	•	•			•
Cero	•	•			•
Tara	•	•	•	•	•
Pre-tara	•	•			•
Cero Automático	•	•	•		•
Apagado Automático	•	•	•	•	•
Volver a pesar	•	•			•
Memoria (el ultimo pesaje)	•	•			•
Everlock®	•	•	•		•
Tiempo de apagado automático variable	•	•	•		•
Opción de sonido audible/mudo	•	•			•
Habilitar la vista de unidades con unidad de medida bloqueada	•	•	•		•
Detección de movimiento	•	•	•		•
Retención automático de peso	•	•	•	•	•
ACCESORIOS (Opcionales)					
Adaptador	ADPT31	ADPT31			ADPT31
Estuche de transporte			64769	553CASE	553CASE
Tallímetro	522EHR o 522HR			eBABYHR + 550EHRBRACKET	553HR o 553EHR
Carrito			2210CART	2210CART	2210CART
Kit inalámbrico	•	•			•
Impresora inalámbrica	•	•			•

	565KL	2210KL-AM	2210KL4-AM	8320KL
				
CARACTERÍSTICAS				
Capacidad	44 lb / 20 kg	45 lb / 20 kg / 20,000 gm	45 lb / 20 kg / 20,000 gm	33 lb / 15 kg
Resolución	0 – 44 lb x 0.1 oz / 0 – 6,000 g x 1 g / 6,001 g – 20,000 g x 2 g	1 g (to 10,000 g); 5 g (10,001 to 20,000 g)	1 g (to 10,000 g); 5 g (10,001 to 20,000 g)	0.5 oz / 10 g
Cinta métrica incluida	•	•	•	
Tamaño de Pantalla	3/4" / 19 mm	1 1/8" / 28 mm	1 1/8" / 28 mm	3/4" / 19 mm
Conectividad RME	Opcional	•	•	
Baterías Incluidas	•	•	•	•
Garantía (años)	2	2	2	2
Teclado Antimicrobial		•	•	
Conectividad Inalámbrica	Opcional	Opcional	Opcional	
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Ancho x Largo x Alto)				
Tamaño del bandeja/asiento	24 7/8" x 9 7/8" x 2 3/4"	24" x 15 1/4" x 2 3/4"	26 1/2" x 15 1/4" x 2 3/4"	23 1/2" x 11" x 7/8"
Dimensiones del producto	26 1/4" x 13" x 5 1/4"	24 3/4" x 17 3/4" x 6"	26 1/2" x 17 3/4" x 6"	29 1/8" x 12 3/8" x 2 3/8"
Peso del producto	9 lb / 4.1 kg	28 lb / 13 kg	28 lb / 13 kg	5 lb / 3 kg
FUNCIONES				
Conversión LB/KG	•	•	•	•
Bloqueo de LB/KG	•	•	•	
Retención/liberación	•	•	•	
Cero	•	•	•	•
Tara	•	•	•	
Pre-tara	•	•	•	
Cero Automático	•	•	•	•
Apagado Automático	•	•	•	•
Volver a pesar	•	•	•	
Memoria (el ultimo pesaje)	•	•	•	
Everlock®	•	•	•	
Tiempo de apagado automático variable	•	•	•	
Opción de sonido audible/mudo	•	•	•	
Habilitar la vista de unidades con unidad de medida bloqueada	•	•	•	
Detección de movimiento	•	•	•	
Retención automático de peso	•	•	•	
Ingesta de leche materna		•	•	
ACCESORIOS (Opcionales)				
Adaptador	69-0001	ADPT30	ADPT30	
Estuche de transporte				64771
Tallímetro	565EHR	2210EHR		
Carrito	2210CART	2210CART-AC	2210CART-AC	
Kit inalámbrico	•	•	•	
Impresora inalámbrica	•	•	•	

Básculas Para Sillas de Ruedas y de Silla





	1522KL	1524KL	386S-01	386KGS-01	BABYSLINGSCALE
CARACTERÍSTICAS					
Capacidad	135 lb / 62 kg	130 lb / 65 kg	50 lb	25 kg	25 kg
Graduación	1 oz / 20 g	1 oz / 20 g	¼ lb	100 g	100 g
Cinta métrica incluida	•		•	•	
Tamaño de la esfera			3" / 76 mm	3" / 76 mm	5 ½" / 140 mm
Garantía (años)	2	2	1	1	1
DIMENSIONES DEL PRODUCTO <small>(Ancho x Largo x Alto)</small>					
Tamaño de la bandeja/asiento	24" x 16 ½" x 2 ¾"	24 ½" x 14 ¼" x 18 ½"	19 ¾" x 12 ¾" x 3 ¾"	19 ¾" x 12 ¾" x 3 ¾"	
Dimensiones del producto	24" x 20" x 22 ½"	24 ½" x 21" x 22 ½"	19 ¾" x 14 ½" x 5 ½"	19 ¾" x 14 ½" x 5 ½"	12" x 43" x 1 ⅞"
Peso del producto	25 lb / 11 kg	32 lb / 15 kg	10 lb / 5 kg	10 lb / 5 kg	2 lb / 1 kg

	2500KL	2600KL	2610KL	2620KL
CARACTERÍSTICAS				
Capacidad	1000 lb / 454 kg	1000 lb / 454 kg	1000 lb / 454 kg	1000 lb / 454 kg
Resolución	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg
Tamaño de Pantalla	1 ½" / 38 mm	1 ½" / 38 mm	1 ½" / 38 mm	1 ½" / 38 mm
Ruedas	•	•	•	•
Conectividad RME	•	•	•	•
Adaptador Incluido	•	•	•	•
Garantía (años)	2	2	2	2
Antimicrobiana				
Teclado Antimicrobial	•	•	•	•
Conectividad Inalámbrica	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Compatible con ADA*				•
DIMENSIONES DEL PRODUCTO				
Tamaño de la plataforma	29 ¾" x 28 ¼" x 2 ¾"	36" x 32 ¼" x 2 ½"	36" x 32 ¼" x 2 ½"	40" x 32 ¼" x 1 ⅞"
Dimensiones del producto	40 ¼" x 34 ½" x 45 ½"	48 ⅞" x 43 ⅞" x 49 ⅞"	56 ¾" x 43 ⅞" x 49 ⅞"	77 ¼" x 43 ⅞" x 48 ¾"
Peso del producto	81 lb / 37 kg	93 lb / 42 kg	98 lb / 44 kg	126 lb / 57 kg
FUNCIONES				
Conversión LB/KG	•	•	•	•
Bloqueo de LB/KG	•	•	•	•
Retención/liberación	•	•	•	•
IMC	•	•	•	•
Cero	•	•	•	•
Tara	•	•	•	•
Pre-tara	•	•	•	•
Cero Automático	•	•	•	•
Apagado Automático	•	•	•	•
Volver a pesar	•	•	•	•
Memoria (el ultimo pesaje)	•	•	•	•
Everlock®	•	•	•	•
Hora/fecha	•	•	•	•
Función de pesaje de padre/hijo	•	•	•	•
Tiempo de apagado automático variable	•	•	•	•
Opción de sonido audible/mudo	•	•	•	•
Habilitar la vista de unidades con unidad de medida bloqueada	•	•	•	•
ACCESORIOS (Opcionales)				
Adaptador	ADPT30	ADPT30	ADPT30	ADPT30
Kit inalámbrico	•	•	•	•
Impresora inalámbrica	•	•	•	•
Rampa	B2500RAMP	B2600RAMP		
Kit de cumplimiento de ADA*		2600ADAKIT	2600ADAKIT	

*ADA: Ley de EE.UU. para Personas con Discapacidades

Básculas Para Sillas de Ruedas y de Silla

	2400KL	2650KL	2700KL	2900KL-AM
				
CARACTERÍSTICAS				
Capacidad	800 lb / 363 kg	1000 lb / 454 kg	1000 lb / 454 kg	1000 lb / 454 kg
Resolución	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg
Tamaño de Pantalla	1 ½" / 38 mm	1 ½" / 38 mm	1 ½" / 38 mm	1 ½" / 38 mm
Ruedas	•	•	•	
Conectividad RME	•	•	•	•
Adaptador Incluido	•	•	•	•
Garantía (años)	2	2	2	2
Antimicrobiana				•
Teclado Antimicrobial	•	•	•	•
Conectividad Inalámbrica	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
DIMENSIONES DEL PRODUCTO <small>(Ancho x Largo x Alto)</small>				
Tamaño de la plataforma	25 ¾" x 50 ⅞"	31 ½" x 31 ½" x 2"	43" x 42" x 2 ½"	29 ½" x 32 ½" x 2 ¾"
Dimensiones del producto	51 ¼" x 40 ½" x 3 ½"	51 ¾" x 33 ⅝" x 5 ¼"	69 ⅞" x 51 ½" x 3 ⅝"	58" x 37" x 37"
Peso del producto	40 lb / 18 kg	82 lb / 37 kg	187 lb / 85 kg	91 lb / 41 kg
FUNCIONES				
Conversión LB/KG	•	•	•	•
Bloqueo de LB/KG	•	•	•	•
Retención/liberación	•	•	•	•
IMC	•	•	•	•
Cero	•	•	•	•
Tara	•	•	•	•
Pre-tara	•	•	•	•
Cero Automático	•	•	•	•
Apagado Automático	•	•	•	•
Volver a pesar	•	•	•	•
Memoria (el ultimo pesaje)	•	•	•	•
Everlock®	•	•	•	•
Hora/fecha	•	•	•	•
Función de pesaje de padre/hijo	•	•	•	•
Tiempo de apagado automático variable	•	•	•	•
Opción de sonido audible/mudo	•	•	•	•
Habilitar la vista de unidades con unidad de medida bloqueada	•	•	•	•
ACCESORIOS (Opcionales)				
Adaptador	ADPT30	ADPT30	ADPT30	ADPT30
Kit inalámbrico	•	•	•	•
Impresora inalámbrica	•	•	•	•

	2500CKL	2595KL	594KL	445KL
				
CARACTERÍSTICAS				
Capacidad	1000 lb / 454 kg	600 lb / 270 kg	600 lb / 270 kg	440 lb / 200 kg
Resolución	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg
Tamaño de Pantalla	1 ½" / 38 mm	1 ⅞" / 30 mm	1" / 25 mm	
Ruedas	•	•	•	•
Conectividad RME	•			
Adaptador Incluido	•	•	•	
Garantía (años)	2	2	2	2
Teclado Antimicrobial	•			
Conectividad Inalámbrica	Opcional	Opcional		
DIMENSIONES DEL PRODUCTO <small>(Ancho x Largo x Alto)</small>				
Tamaño de la plataforma	29 ⅞" x 28 ¼" x 2 ⅝"			
Tamaño de la asiento	18" x 15"	18 ¼" x 15 ¾"	18" x 18 ½"	18" x 17 ¼"
Dimensiones del producto	40 ¼" x 34 ½" x 45 ½"	23 ½" x 37 ½" x 39 ⅞"	23 ¼" x 40 ⅞" x 37 ⅞"	24 ¾" x 31 ⅝" x 39 ⅞"
Peso del producto	121 lb / 55 kg	84 lb / 38 kg	39 lb / 18 kg	60 lb / 27 kg
FUNCIONES				
Conversión LB/KG	•	•	•	
Bloqueo de LB/KG	•	•	•	
Retención/liberación	•	•	•	
IMC	•	•	•	
Cero	•	•	•	
Tara	•	•	•	
Pre-tara	•	•	•	
Cero Automático	•	•	•	
Apagado Automático	•	•	•	
Volver a pesar	•	•	•	
Memoria (el ultimo pesaje)	•	•	•	
Everlock®	•	•	•	
Hora/fecha	•	•	•	
Función de pesaje de padre/hijo	•	•	•	
Tiempo de apagado audible/mudo	•	•	•	
Opción de sonido apagado/prendido	•	•	•	
Habilitar la vista de unidades con unidad de medida bloqueada	•	•	•	
ACCESORIOS (Opcionales)				
Adaptador	ADPT30	ADPT30	ADPT30	
Kit inalámbrico	•	•	•	
Impresora inalámbrica	•	•	•	
Rampa	B2500RAMP			

Básculas de Composición Corporal

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	1000 lb / 454 kg
Resolución	0.2 lb / 0.1 kg
Precisión de la grasa corporal	+/- 2%
Tiempo de medición	15 segundos
Adaptador Incluido	•
6 ventanas de visualización	•
Restricciones de prueba limitadas	•
Lógica de modulación de ohmios	•
Garantía (años)	1

MEDICIONES

Peso	•
grasa corporal	•
agua corporal	•
masa muscular	•
IMC	•
REE/ BMR	•
tasa de quema calórica basada en la actividad	•

IMPACTO EN LA EXACTITUD / RESTRICCIONES PRE-PRUEBA

alimento/bebida recientes	OK para la prueba
ejercicio reciente	OK para la prueba
noche de sueño completo	OK para la prueba
ingesta reciente de alcohol	OK para la prueba
vejiga llena	OK para la prueba

REPORTES

informe en papel normal	•
informe en papel ilustrado	•
impresora disponible	•

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Ancho x Largo x Alto)

Tamaño de la plataforma	14" x 16" x 2 7/8"
Dimensiones del producto	18" x 23 1/2" x 41 1/4"
Peso del producto	27 lb / 12 kg

USO

	BCS-G6-adult	BCS-G6-limbs	BCS-G6-DUO	BCS-G61-upper
pacientes adultos	•	•	•	•
pacientes pediátricos			•	
segmentado (incl. brazos & piernas)		•		
sólo parte superior del cuerpo				•
zapatos ok				•



Cuidado Profesional en Casa

800KL

810KL

880KL

844KL

822KL



CARACTERÍSTICAS

Capacidad	397 lb / 180 kg	440 lb / 200 kg	500 lb / 220 kg	440 lb / 200 kg	400 lb / 180 kg
Resolución	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg	0.2 lb / 0.1 kg	0.1 lb / 0.05 kg	0.1 lb / 0.05 kg
Tamaño de Pantalla	1 1/2" / 38 mm	1 7/8" / 48 mm	1 7/8" / 48 mm	1 1/4" / 32 mm	1 1/2" / 38 mm
Baterías Incluidas	•	•	•	•	•
Cantidad por paquete	4	1	4	2	2
Garantía (años)	1	1	1	1	1

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Ancho x Largo x Alto)

Tamaño de la plataforma	12 1/4" x 12 1/4" x 1 3/4"	13" x 13" x 7/8"	17" x 13" x 1 1/4"	12 5/8" x 12 5/8" x 1 7/8"	14 1/4" x 11 3/4" x 1 1/2"
Dimensiones del producto	12 1/4" x 12 1/4" x 1 3/4"	13" x 13" x 7/8"	17" x 13" x 1 1/4"	12 5/8" x 12 5/8" x 1 7/8"	14 1/4" x 11 3/4" x 1 3/4"
Peso del producto	4 lb / 2 kg	4 lb / 2 kg	8 lb / 4 kg	4 lb / 2 kg	4 lb / 2 kg


FUNCIONES


Conversión LB/KG		•			
Cero Automático	•	•	•	•	•
Apagado Automático	•	•	•	•	•
Retención de peso de 5 segundos		•			

ACCESORIOS (Opcionales)

Estuche de transporte	64771		64769	64771	64771
-----------------------	-------	--	-------	-------	-------




Básculas de Especialidad

	142KL	160KL	160LB	160KG
CARACTERÍSTICAS				
Capacidad	330 lb / 150 kg	400 lb / 180 kg	400 lb	180 kg
Graduación	1 lb / 0.5 kg	1 lb / 1 kg	1 lb	1 kg
Tamaño de la esfera	6 ½" / 165 mm	8" / 203 mm	8" / 203 mm	8" / 203 mm
Cantidad por paquete	2	2	2	2
Garantía (años)	1	1	1	1
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Ancho x Largo x Alto)				
Tamaño de la plataforma	11 ½" x 10 ¾" x 2 ¼"	11" x 12 ½" x 3"	11" x 12 ½" x 3"	11" x 12 ½" x 3"
Dimensiones del producto	11 ¾" x 17 ⅞" x 3 ½"	11 ¾" x 18 ¼" x 7 ¼"	11 ¾" x 18 ¼" x 7 ¼"	11 ¾" x 18 ¼" x 7 ¼"
Peso del producto	6 lb / 3 kg	9 lb / 4 kg	9 lb / 4 kg	9 lb / 4 kg

	100LB	100KG	175LB
CARACTERÍSTICAS			
Capacidad	270 lb	120 kg	330 lb
Graduación	1 lb	1 lb	1 lb
tamaño de la esfera	2" / 51 mm	2" / 51 mm	3 ½" / 89 mm
Cantidad por paquete	3	3	2
Garantía (años)	1	1	1
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Ancho x Largo x Alto)			
Tamaño de la plataforma	10 ¼" x 10" x 1 ⅞"	10 ¼" x 10" x 1 ⅞"	10 ½" x 9 ¾" x 2"
Dimensiones del producto	10 ¼" x 10" x 2"	10 ¼" x 10" x 2"	11 ⅞" x 9 ¾" x 2 ¼"
Peso del producto	4 lb / 2 kg	4 lb / 2 kg	4 lb / 2 kg
ACCESSORIES (Opcionales)			
Estuche de Transporte	64771	64771	64771











	PTS-1000KL	2000KL	3400KL	3401KL	YG500R
CARACTERÍSTICAS					
Capacidad	550 lb / 250 kg	400 lb / 181 kg	176 oz / 5000 g	176 oz / 5000 g	500 g
Resolución/ Graduación	1 lb / 0.5 kg	0.2 lb / 0.1 kg	0.05 oz / 1 g	0.05 oz / 1 g	2 g
Tamaño de Pantalla/Esfera	1" / 25 mm	1 ½" / 38 mm	¾" / 16 mm	¾" / 16 mm	6" / 152 mm
Ruedas		•			
Conectividad RME		•			
Adaptador Incluido	•	•	•	•	
Garantía (años)	2	2	2	2	1
Conectividad Inalámbrica		Opcional			
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Ancho x Largo x Alto)					
Tamaño de la plataforma	71" x 21"	70 ½" x 30"	9 ½" x 11 ¾" x 2 ½"	7 ¾" x 9 ¾" x ¾"	6 ½" x 4 ⅞"
Dimensiones del producto	71" x 27 ½" x 1"	70 ½" x 46 ½" x 60 ½"	10 ⅞" x 13" x 8"	10" x 11 ¾" x 5 ⅞"	6 ½" x 6 ⅞" x 8 ⅞"
Peso del producto	25 lb / 11.4 kg	104 lb / 47 kg	11 lb / 5 kg	10 lb / 4.5 kg	3 lb / 1 kg
FUNCIONES					
Conversión a LB/KG	•	•	•	•	
Bloqueo de LB/KG		•			
Retención/liberación	•	•			
IMC		•			
Cero		•	•	•	
Tara		•	•	•	
Pre-tara		•			
Cero Automático		•	•	•	
Apagado Automático	•	•	•	•	
Volver a pesar		•			
Memoria (el ultimo pesaje)		•			
Everlock®		•			
Hora/fecha		•			
Tiempo de apagado automático variable		•			
Opción de sonido audible/mudo		•			
Habilitar la vista de unidades con unidad de medida bloqueada		•			
ACCESSORIES (Opcionales)					
Adaptador	69-00012	APT30	3400ADPT	3400ADPT	
Kit inalámbrico		•			
Impresora inalámbrica		•			
Otros			3400PAN (Paquete de 3 charolas) 3400TRAY (Paquete de 3 bandejas)	3400PAN (Paquete de 3 charolas) 3400TRAY (Paquete de 3 bandejas)	


Instrumentos de Medición de Estatura

	201HR	205HR	PORTROD	WMROD	ADULTHR
CARACTERÍSTICAS					
Rango de Medición	2' - 90" / 6 - 230 cm	0 - 90" / 0 - 230 cm	24" - 83" / 60 - 213 cm	11 7/8" - 84" / 30 - 213 cm	33 1/2" - 82 5/8" / 85 - 210 cm
Graduación	1/16" / 1 mm	1/16" / 1 mm	1/16" / 1 mm	1/8" / 1 mm	1/16" / 1 mm
Garantía (años)	2	2	2	2	1
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Ancho x Largo x Alto)					
Dimensiones del producto	2 1/4" x 11" x 54"	2 5/8" x 8" x 60"	2 3/4" x 8 1/4" x 60"	1 1/2" x 13 1/2" x 80 1/4"	1 5/8" x 13 1/2" x 83"
Peso del producto	2 lb / 1 kg	2 lb / 1 kg	1 lb / .5 kg	4.2 lb / 2 kg	7.6 lb / 3.4 kg

	221HR	280HR	BABYHR	EBABYHR
CARACTERÍSTICAS				
Rango de Medición	7" - 82.6" / 17.7 - 210 cm	3.9 - 43.3" / 10 - 110 cm	3" - 39" / 7 - 100 cm	13 3/4" - 31 1/2" / 35 - 80 cm
Graduación	1/16" / 1 mm	1/4" / 5 mm	1/16" / 1 mm	1/16" / 1 mm
Garantía (años)	2	2	2	2
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Ancho x Largo x Alto)				
Dimensiones del producto	13 3/4" x 23" x 89"	55" x 12"	1 1/2" x 11 1/4" x 41"	2 3/4" x 11 1/2" x 24 3/4"
Peso del producto	7.9 lb / 3.6 kg	.88 lb / .4 kg	1 lb / .5 kg	1 lb / .5 kg

Accesorios de Medición de Altura para Básculas de Plataforma

	Tallímetros para la serie 1100KL	Tallímetros para la serie 1110KL	Tallímetros para la serie 2101KL	Tallímetros para la serie 3001KL-AM	Tallímetros para la serie 3105KL-AM
	PROPLUSROD	201HR-1110	STROD	3001HR	201HR-3105
					
CARACTERÍSTICAS					
Rango de medición mecánico	2' - 90" / 6 - 230 cm	2' - 90" / 6 - 230 cm	2' - 90" / 6 - 230 cm	2' - 90" / 6 - 230 cm	2' - 90" / 6 - 230 cm
Graduación	1/16" / 1 mm	1/16" / 1 mm	1/16" / 1 mm	1/16" / 1 mm	1/16" / 1 mm
Garantía (años)	2	2	2	2	2
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Ancho x Largo x Alto)					
Dimensiones del producto	2 1/4" x 3/4" x 54"	2 1/4" x 3/4" x 54"	2 1/4" x 3/4" x 54"	2 1/4" x 3/4" x 54"	2 1/4" x 3/4" x 54"
Peso del producto	2 lb / 1 kg	2 lb / 1 kg	2 lb / 1 kg	2 lb / 1 kg	2 lb / 1 kg
	245EHR-1100	245EHR-1110	245EHR-2101	245EHR-3001	245EHR-3105
					
FUNCIONES					
Rango de medición mecánico	11 3/4" - 79 1/2" / 30 - 202 cm	11 3/4" - 79 1/2" / 30 - 202 cm	11 3/4" - 79 1/2" / 30 - 202 cm	11 3/4" - 79 1/2" / 30 - 202 cm	11 3/4" - 79 1/2" / 30 - 202 cm
Graduación	1/16" / 1 mm	1/16" / 1 mm	1/16" / 1 mm	1/16" / 1 mm	1/16" / 1 mm
Rango de altura digital	3 ft. 11.2" - 6 ft. 7.5" / 120 cm - 202 cm	3 ft. 11.2" - 6 ft. 7.5" / 120 cm - 202 cm	3 ft. 11.2" - 6 ft. 7.5" / 120 cm - 202 cm	3 ft. 11.2" - 6 ft. 7.5" / 120 cm - 202 cm	3 ft. 11.2" - 6 ft. 7.5" / 120 cm - 202 cm
Resolución	0.1" / 1 mm	0.1" / 1 mm	0.1" / 1 mm	0.1" / 1 mm	0.1" / 1 mm
Garantía (años)	2	2	2	2	2
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Ancho x Largo x Alto)					
Dimensiones del producto	2 1/4" x 2" x 48"	2 1/4" x 2" x 48"	2 1/4" x 2" x 48"	2 1/4" x 2" x 48"	2 1/4" x 2" x 48"
Peso del producto	4 lb / 2 kg	4 lb / 2 kg	4 lb / 2 kg	4 lb / 2 kg	4 lb / 2 kg

	Tallímetros para la serie 400KL	Tallímetros para la serie 499KL & 599KL
	402KLROD	499KLROD
		
CARACTERÍSTICAS		
Rango de medición mecánico	11 7/8" - 84" / 30 - 213 cm	11 7/8" - 84" / 30 - 213 cm
Graduación	1/8" / 1 mm	1/8" / 1 mm
Garantía (años)	2	2
PRODUCT DIMS (w x d x h)		
Dimensiones del producto	1 1/2" x 13 1/2" x 80 1/4"	1 1/2" x 13 1/2" x 80 1/4"
Peso del producto	4.2 lb / 2 kg	4.2 lb / 2 kg

Accesorios de Medición de Altura para Básculas Pediátricas

	Tallímetros para la serie 522KL	Tallímetros para la serie 553KL	Tallímetro para la 550KL	Tallímetros para la serie 565KL	Tallímetros para la serie 2210KL-AM
	522EHR	553EHR	eBABYHR + 550EHRBRACKET	565EHR	2210EHR
					
CARACTERÍSTICAS					
Rango de medición digital	13 3/4" - 31 1/2" / 35 cm - 80 cm	13 3/4" - 31 1/2" / 35 cm - 80 cm	13 3/4" - 31 1/2" / 35 cm - 80 cm	13 3/4" - 31 1/2" / 35 cm - 80 cm	13 3/4" - 31 1/2" / 35 cm - 80 cm
Resolución	1/16" / 0.1 cm	1/16" / 0.1 cm	1/16" / 0.1 cm	1/16" / 0.1 cm	1/16" / 0.1 cm
Garantía (años)	2	2	2	2	2
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Ancho x Largo x Alto)					
Dimensiones del producto	2 3/4" x 11 1/2" x 24 3/4"	2 3/4" x 11 1/2" x 24 3/4"	2 3/4" x 11 1/2" x 24 3/4"	2 3/4" x 11 1/2" x 24 3/4"	2 3/4" x 11 1/2" x 24 3/4"
Peso del producto	2 lb / 1 kg	2 lb / 1 kg	2 lb / 1 kg	2 lb / 1 kg	2 lb / 1 kg
	522HR	553HR			
					
FUNCIONES					
Rango de medición mecánico	3" - 39" / 7 - 100 cm	3" - 39" / 7 - 100 cm			
Graduación	1/16" / 1 mm	1/16" / 1 mm			
Garantía (años)	2	2			
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Ancho x Largo x Alto)					
Dimensiones del producto	1 1/2" x 11 1/4" x 41"	1 1/2" x 11 1/4" x 41"			
Peso del producto	1 lb / .5 kg	1 lb / .5 kg			